

Monopolare HF-Elektroden

 **SCHREIBER**[®] INSTRUMENTE

In unserem Programm
finden Sie HF-Elektroden
kompatibel für ERBE,
Martin, Berchthold,
BOWA, Valleylab usw.

Produktkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

Monopolare HF-Elektroden und Kabel


4 mm Elektroden isoliert		S 1 - 8
2,4 mm Elektroden isoliert		S 9 - 12
4mm Elektroden blank		S 14 - 15
1,6 mm Elektroden für die Mikrochirurgie		S 16 - 19
Laparoskopie-Elektroden mit Absaugung		S 20 - 22
Laparoskopie-Elektroden ohne Absaugung		S 23 - 26
Arthroskopie- Elektroden		S 26 - 27
Kabel		auf Anfrage

Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft
 Active monopolare Electrodes with insulated shaft

Autoklavierbar


gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C




Lanzett - Schneidelektrode, ovale Form, 25 x 3,5 mm
 Lancet - Cutting elektrode, oval shape, 25 x 3,5 mm

Bestell Nr.: 37-2201
 Order No.: 37-2201




Lanzett - Schneidelektrode, abgewinkelt, beidseitig abgeflacht, 19 x 1,8 mm,
 Lancet - Cutting elektrode, angular, 19 x 1,8 mm

Bestell Nr.: 37-2202
 Order No.: 37-2202




Lanzett - Schneidelektrode, gerade, beidseitig abgeflacht, 25 x 1,8 mm
 Lancet - Cutting elektrode, straight, 25 x 1,8 mm

Bestell Nr.: 37-2203
 Order No.: 37-2203




Lanzett - Elektrode, 25 x 1,8 mm, fein, ovale Form,
 Lancet - elektrode, 25 x 1,8 mm, thin, oval shape,

Bestell Nr.: 37-2204
 Order No.: 37-2204




Messer - Elektrode, Länge 25 mm
 Knife - electrode, length 25 mm

Bestell Nr.: 37-2205
 Order No.: 37-2205




Spatel - Elektrode, ovale Form
 Spatual - elektrode, oval shape

Bestell Nr.: 37-2206
 Order No.: 37-2206



Messer - Elektrode, Länge 25 mm
 Knife elektrode, Länge 25 mm

Bestell Nr.: 37-2207
 Order No.: 37-2207



Messer - Elektrode, abgewinkelt, lanzettenförmig
 Knife elektrode, angular, lancet style

Bestell Nr.: 37-2208
 Order No.: 37-2208



Messer - Elektrode, Lanzettenförmig
 Knife - elektrode, lancet

Bestell Nr.: 37-2209
 Order No.: 37-2209


Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft
 Active monopolar Electrodes with insulated shaft

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601; IEC 601

134°C

autoclavable



Nadel - Elektrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm
 Needle - electrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm

Bestell Nr.: 37-2210-1, \varnothing 0,5 mm
 37-2210-2, \varnothing 0,7 mm


Order No.: 37-2210-1, \varnothing 0,5 mm
 37-2210-2, \varnothing 0,7 mm



Nadel - Elektrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm
 Needle - electrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm

Bestell Nr. 37-2211-1, \varnothing 0,5 mm
 37-2211-1, \varnothing 0,7 mm


Order No.: 37-2211-1, \varnothing 0,5 mm
 37-2211-2, \varnothing 0,7 mm



Drahtschlingen - Elektrode
 Wire loop elektrode

Bestell Nr.: 37-2212-1, \varnothing 5 mm
 37-2212-2, \varnothing 10 mm
 37-2212-3, \varnothing 14 mm

Order No.: 37-2212-1, \varnothing 5 mm
 37-2212-2, \varnothing 10 mm
 37-2212-3, \varnothing 14 mm



Bandschlingen - Elektrode,
 Ribbon loop elektrode,

Bestell Nr.: 37-2213-1, \varnothing 10 mm
 37-2213-2, \varnothing 15 mm


Order No.: 37-2213-1, \varnothing 10 mm
 37-2213-2, \varnothing 15 mm



Kugel - Elektrode,
 Ball - electrode,

Bestell Nr.: 37-2214-1, \varnothing 2,0 mm
 37-2214-2, \varnothing 4,0 mm
 37-2214-3, \varnothing 6,0 mm

Order No.: 37-2214-1, \varnothing 2,0 mm
 37-2214-2, \varnothing 4,0 mm
 37-2214-3, \varnothing 6,0 mm



Platten - Elektrode
 Plate electrode

Bestell Nr.: 37-2215-1, 8 x 10 mm
 37-2215-2, 11 x 10 mm

Order No.: 37-2215-1, 8 x 10 mm
 37-2215-2, 11 x 10 mm


Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft
 Active monopolar Electrodes with insulated shaft

Autoklavierbar


gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601; IEC 601

134°C


autoclavable



Nadel - Elektrode, \varnothing 0,8 x 29 mm Bestell Nr.: 37-2216
 Needle - Elektrode, \varnothing 0,8 x 29 mm Order No.: 37-2216




Nadel - Elektrode, \varnothing 1.0 x 100 mm Bestell Nr.: 37-2216-1
 Needle - Elektrode, \varnothing 1.0 x 100 mm Order No.: 37-2216-1



Wolfram - Elektrode, isoliert, \varnothing 0.5 x 40 mm Bestell Nr.: 37-2225
 Tungsten - Elektrode, insulated, \varnothing 0.5 x 40 mm Order No.: 37-2225



Wolfram - Elektrode, isoliert, \varnothing 0.5 x 40 mm, abgewinkelt Bestell Nr.: 37-2226
 Tungsten - Elektrode, insulated, \varnothing 0.5 x 40 mm, angled Order No.: 37-2226



Spatel - Elektrode, gerade 3 x 24 mm, ovale Form Bestell Nr.: 37-2227
 Spatula - Elektrode, straight, 3 x 24 mm, oval shape Order No.: 37-2227

Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (4mm)

Active monopolar Electrodes with insulated shaft (4mm)

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable



Drahtschlingen - Elektrode, Bestell Nr.: 37-2239-1, \varnothing 5,0 mm
Wire Loop - electrode, Order No.: 37-2239-2, \varnothing 10,0 mm
37-2239-3, \varnothing 14,0 mm




Kugel - Elektrode, Bestell Nr.: 37-2240-2, \varnothing 4,0 mm
Ball - electrode, Order No.: 37-2240-3, \varnothing 6,0 mm



Nadel - Elektrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm x 15 mm Bestell Nr.: 37-2241-1, \varnothing 0,5 mm
Needle - electrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm x 15 mm Order No.: 37-2241-2, \varnothing 0,7 mm




Messer - Elektrode, 2,4 mm x 10 mm Bestell Nr.: 37-2242
Knife - electrode, 2,4 mm x 10 mm Order No.: 37-2242



Messer - Elektrode, 2,4 mm x 10 mm, abgewinkelt Bestell Nr.: 37-2243
Knife - electrode, 2,4 mm x 10 mm, angled Order No.: 37-2243



Lanzett - Elektrode, 2,4 mm x 10 mm Bestell Nr.: 37-2244
Lancet - electrode, 2,4 mm x 10 mm Order No.: 37-2244



Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (4mm)

Active monopolar Electrodes with insulated shaft (4mm)

Autoklavierbar


gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable




Schlinge - Elektrode, 10 x 10mm Bestell Nr.: 37-2246
Loop - electrode, 10 x 10 mm, Order No.: 37-2246




Schlinge - Elektrode, 15 x 8mm Bestell Nr.: 37-2247
Loop - electrode, 15 x 8 mm, Order No.: 37-2247



Schlinge - Elektrode, 15 x 10mm Bestell Nr.: 37-2248
Loop - electrode, 15 x 10 mm, Order No.: 37-2248



Schlingen elektrode, 20 mm x 8 mm Bestell Nr.: 37-2249
Loop electrode, 20 mm x 8 mm Order No.: 37-2249



Schlingen - Elektrode, isoliert, 20 mm x 15 mm Bestell Nr.: 37-2250
Loop electrode, insulated, 20 mm x 15mm Order No.: 37-2250



Schlingen - Elektrode, 20 mm x 20mm Bestell Nr.: 37-2251
Loop - electrode, 20mm x 20mm Order No.: 37-2251



Schlingen - Elektrode, 26 mm x 20mm Bestell Nr.: 37-2252
Loop - electrode, 26 mm x 20mm Order No.: 37-2252

← 120 mm →

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subjects to be alteration

Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (4 mm)
Active monopolar Electrodes with insulated shaft (4 mm)

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601


134°C

autoclavable




Schlinge - Elektrode, ø 10mm
Loop - electrode, ø 10mm

Bestell Nr.: 37-2258
Order No.: 37-2258




Schlinge - Elektrode, ø 15 mm
Loop - electrode, ø 15 mm

Bestell Nr.: 37-2259
Order No.: 37-2259



Schlinge - Elektrode, ø 20 mm
Loop - electrode, ø 20 mm,

Bestell Nr.: 37-2260
Order No.: 37-2260



Schlinge - Elektrode, ø 25 mm
Loop - electrode, ø 25 mm,

Bestell Nr.: 37-2261
Order No.: 37-2261

← 120 mm →

Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (4 mm)

Active monopolar Electrodes with insulated shaft (4 mm)

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601



autoclavable




Schlinge - Elektrode, 14 x 26 mm
Loop - electrode, 14 x 26 mm

Bestell Nr.: 37-2262
Order No.: 37-2262



Schlinge - Elektrode, 19 x 26 mm
Loop - electrode, 19 x 26 mm

Bestell Nr.: 37-2263
Order No.: 37-2263



Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (4mm)



Active monopolar Electrodes with insulated shaft (4mm)

Autoklavierbar


gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable



Elektrodenverlängerung für 4 mm Schaft, 100mm Bestell Nr.: 37-2275
Extension for electrodes with 4 mm Schaft, 100mm Order No.: 37-2275



Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (2.4mm , 3/32")
 Active monopolare Electrodes with insulated shaft (2.4mm , 3/32")

Autoklavierbar



autoclavable

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601




Spatelektrode, 2.5mm x 20 mm
 Spatula electrode, 2.5 mm x 20 mm

Bestell Nr.: 37-2300
 Order No.: 37-2300



Schneidelektrode, 2.5 mm x 20 mm
 Blade electrode, 2.5mm x 20mm

Bestell Nr.: 37-2301
 Order No.: 37-2301



Spatelektrode, abgewinkelt, 2.5mm x 20 mm
 Spatula electrode, angled, 2.5 mm x 20mm

Bestell Nr.: 37-2302
 Order No.: 37-2302



Nadel - Elektrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm x 20mm
 Needle - electrode, \varnothing 0,5 / 0,7 mm x 20mm

Bestell Nr.: 37-2303-1, \varnothing 0,5 mm
 Order No.: 37-2303-2, \varnothing 0,7 mm




Nadel - Elektrode, isoliert, \varnothing 0,5 / 0,7 mm x 20 mm
 Needle - electrode, insulated \varnothing 0,5 / 0,7 mm x 20 mm

Bestell Nr.: 37-2304-1, \varnothing 0,5 mm
 Order No.: 37-2304-2, \varnothing 0,7 mm



Kugel - Elektrode,
 Ball - electrode,

Bestell Nr.: 37-2305-1, \varnothing 2,0 mm
 Order No.: 37-2305-2, \varnothing 4,0 mm
 37-2305-3, \varnothing 6,0 mm



Drahtschlingen - Elektrode
 Wire loop electrode

Bestell Nr.: 37-2306-1, \varnothing 5 mm
 Order No.: 37-2306-2, \varnothing 10 mm
 37-2306-3, \varnothing 14 mm

Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (2.4mm , 3/32")
 Active monopolar Electrodes with insulated shaft (2.4mm , 3/32")

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601



autoclavable



Spatel - Elektrode, 2.5mm x 20 mm Bestell Nr.: 37-2340
 Spatula electrode, 2.5 mm x 20 mm Order No.: 37-2340



Schneid - Elektrode, isoliert, 2.5 mm x 20 mm Bestell Nr.: 37-2341
 Blade electrode, insulated, 2.5mm x 20mm Order No.: 37-2341



Nadel - Elektrode, ø 0,5 / 0,7 mm x 20mm Bestell Nr.: 37-2342-1, ø 0,5 mm
 Needle - electrode, ø 0,5 / 0,7 mm x 20mm Order No.: 37-2342-2, ø 0,7 mm



Nadel - Elektrode, isoliert, ø 0,5 / 0,7 mm x 20 mm Bestell Nr.: 37-2343-1, ø 0,5 mm
 Needle - electrode, insulated ø 0,5 / 0,7 mm x 20 mm Order No.: 37-2343-2, ø 0,7 mm



Kugel - Elektrode, Bestell Nr.: 37-2344-1, ø 2,0 mm
 Ball - electrode, Order No.: 37-2344-2, ø 4,0 mm
 37-2344-3, ø 6,0 mm



Schlinge - Elektrode, 10 x 10mm Bestell Nr.: 37-2346
 Loop - electrode, 10 x 10 mm, Order No.: 37-2346



Schlinge - Elektrode, 15 x 8mm Bestell Nr.: 37-2347
 Loop - electrode, 15 x 8 mm, Order No.: 37-2347



Schlinge - Elektrode, 15 x 10mm Bestell Nr.: 37-2348
 Loop - electrode, 15 x 10 mm, Order No.: 37-2348

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical subjects to be alteration

Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (2.4mm , 3/32")





Active monopolar Electrodes with insulated shaft (2.4mm , 3/32")

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable



150 mm

Aktive monopolare Elektroden mit isoliertem Schaft (2.4mm , 3/32")
 Active monopolare Electrodes with insulated shaft (2.4mm , 3/32")

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable



Schlinge - Elektrode, ø 10mm
 Loop - electrode, ø 10mm

Bestell Nr.: 37-2358
 Order No.: 37-2358



Schlinge - Elektrode, ø 15 mm
 Loop - electrode, ø 15 mm,

Bestell Nr.: 37-2359
 Order No.: 37-2359



Schlinge - Elektrode, ø 20 mm
 Loop - electrode, ø 20 mm,

Bestell Nr.: 37-2360
 Order No.: 37-2360



Schlinge - Elektrode, ø 25 mm
 Loop - electrode, ø 25 mm,

Bestell Nr.: 37-2361
 Order No.: 37-2361




Schlinge - Elektrode, 14 x 26 mm
 Loop - electrode, 14 x 26 mm

Bestell Nr.: 37-2362
 Order No.: 37-2362



Schlinge - Elektrode, 19 x 26 mm
 Loop - electrode, 19 x 26 mm

Bestell Nr.: 37-2363
 Order No.: 37-2363



Aktive monopolare Elektroden

Abbildung 1:1, Schaft 4 mm ø3

Autoklavierbar

134°C

autoclavable

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601



37-2105
Messerelektrode, gerade
Knife Electrode, straight



37-2106
Messerelektrode, gebogen
Knife Electrode, angular



37-2107
Messerelektrode, lanzettenförmig
Knife Electrode, lancet



37-2108
Nadelelektrode
Needle Electrode



37-2109
Drahtschlingenelektrode, 5 mm ø
Wire Loop Electrode



37-2110
Drahtschlingenelektrode, 10 mm ø
Wire Loop Electrode



37-2111
Drahtschlingenelektrode, 14 mm ø
Wire Loop Electrode

Aktive monopolare Elektroden
Electrodes

Abbildung 1:1, Schaft 4 mm Ø



37-2112
Bandschlingenelektrode, 10 mm Ø
Ribbon Loop Electrode



37-2113
Bandschlingenelektrode, 15 mm Ø
Ribbon Loop Electrode



37-2114
Kugelelektrode, 2,5 mm Ø
Ball Electrode



37-2115
Kugelelektrode, 4 mm Ø
Ball Electrode



37-2116
Kugelelektrode, 5 mm Ø
Ball Electrode



37-3117
Flächenelektrode, 8 x 10 mm
Plate Electrode

Aktive monopolare Elektroden
Electrodes

Abbildung 1:1, Schaft 4 mm \varnothing



37-2510
Lanzettenelektrode gerade
Lancet Electrode straight



37-2511
Lanzettenelektrode abgewinkelt
Lancet Electrode angular



37-2515
Messerelektrode
Knife Electrode



37-2520
Nadelelektrode
Needle Electrode



37-2540 5mm \varnothing , 37-2542 10mm \varnothing , 37-2545 20 mm \varnothing
Drahtschlingenelektroden
Wire Loop Electrodes



37-2550 10 mm \varnothing 37-2552 15 mm \varnothing , 37-2555 20 mm \varnothing
Bandschlingenelektroden
fibbon Loop Electrodes Eleetrodes à bouole



37-2560 2,5 mm \varnothing , 37-2562 4 mm \varnothing , 37-2564 6 mm \varnothing
Kugelelektroden
Ball Electrodes



37-2570
Plattenelektrode, 8 x 10 mm
Plato Electrode


Aktive monopolare Mikro Elektroden mit isoliertem Schaft
 Active monopolare micro electrodes with insulated shaft

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable



Achtung / Note:

Standart Schaft \varnothing 1.6mm (1/16")
 Schaft \varnothing 2,4 mm (3/32"), bei der Bestellung spezifizieren

Standart shaft \varnothing 1.6 mm (1/16")
 Shaft \varnothing 2.4 mm (3/32"), specify on order



Nadelelektrode, nicht isoliert
 Needle electrode, non insulated

Bestell Nr.: 37-2401
 Order No.: 37-2401



Nadelelektrode, Nadel isoliert
 Needle electrode, needle insulated

Bestell Nr.: 37-2401-1
 Order No.: 37-2401-1




Nadelelektrode, nicht isoliert, 45° abgewinkelt
 Needle electrode, non insulated, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2402
 Order No.: 37-2402



Nadelelektrode, Nadel isoliert, 45° abgewinkelt
 Needle electrode, needle insulated, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2402-1
 Order No.: 37-2402-1



Nadelelektrode, nicht isoliert, 120° abgewinkelt
 Needle electrode, non insulated, 120° angled

Bestell Nr.: 37-2403
 Order No.: 37-2403



Nadelelektrode, Nadel isoliert, 120° abgewinkelt
 Needle electrode, needle insulated, 120° angled

Bestell Nr.: 37-2403-1
 Order No.: 37-2403-1



Drahtschlingenelektrode, \varnothing 3 mm
 Wire loop electrode, \varnothing 3 mm

Bestell Nr.: 37-2404
 Order No.: 37-2404

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical subjects to be alteration

Aktive monopolare Mikro Elektroden mit isoliertem Schaft
 Active monopolare micro electrodes with insulated shaft

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable



Drahtschlingenelektrode, ø 5 mm
 Wire loop electrode, ø 5 mm

Bestell Nr.: 37-2405
 Order No.: 37-2405



Drahtschlingenelektrode, ø 8 mm
 Wire loop electrode, ø 8 mm

Bestell Nr.: 37-2406
 Order No.: 37-2406



Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig
 Wire loop electrode, rhombic shape

Bestell Nr.: 37-2407
 Order No.: 37-2407



Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig
 Wire loop electrode, rhombic shape

Bestell Nr.: 37-2407-1
 Order No.: 37-2407-1



Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig
 Wire loop electrode, rhombic shape

Bestell Nr.: 37-2407-3
 Order No.: 37-2407-3



Schlingenelektrode, länglich, 7.0 x 1.5 mm, 45° abgewinkelt
 Wire loop electrode, elongated, 7.0 x 1.5 mm, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2408
 Order No.: 37-2408



Hakenelektrode, Länge 7.0 mm, 45° abgewinkelt
 hook electrode, length, 7.0 mm, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2409
 Order No.: 37-2409



Schlingenelektrode, länglich, 6.0 x 1.3 mm, gerade
 Wire loop electrode, elongated, 6.0 x 1.3 mm, straight

Bestell Nr.: 37-2410
 Order No.: 37-2410



Schlingenelektrode, länglich, 7.0 x 1.7 mm, 30° abgewinkelt
 Wire loop electrode, elongated, 7.0 x 1.7 mm, 30° angled

Bestell Nr.: 37-2411
 Order No.: 37-2411

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical subjects to be alteration

Aktive monopolare Mikro Elektroden mit isoliertem Schaft
 Active monopolare micro electrodes with insulated shaft

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601



autoclavable



Schlingenelektrode, länglich, 5.5 x 1.4 mm, 90° abgewinkelt
 Wire loop electrode, elongated, 5.5 x 1.4 mm, 90° angled

Bestell Nr.: 37-2412
 Order No.: 37-2412



Schlingenelektrode, länglich, 7.0 x 1.4 mm, 45° abgewinkelt
 Wire loop electrode, elongated, 7.0 x 1.4 mm, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2413
 Order No.: 37-2413



Schlingenelektrode, länglich, 7.0 x 1.5 mm, gerade
 Wire loop electrode, elongated, 7.0 x 1.5 mm, gerade

Bestell Nr.: 37-2414
 Order No.: 37-2414



Koagulations Nadelelektrode, ø 0.6 mm, 45° abgewinkelt
 Needle electrode, coagulating, ø 0.6 mm, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2415
 Order No.: 37-2415



Koagulations Nadelelektrode, ø 1.6 mm, 30° abgewinkelt
 Needle electrode, coagulating, ø 1.6 mm, 30° angled

Bestell Nr.: 37-2416
 Order No.: 37-2416



Kugelelektrode, ø 1.7 mm, 45° abgewinkelt
 Ball electrode, ø 1.7 mm, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2417
 Order No.: 37-2417



Kugelelektrode, ø 1.7 mm, gerade
 Ball electrode, ø 1.7 mm, straight

Bestell Nr.: 37-2417-1
 Order No.: 37-2417-1



Kugelelektrode, ø 3.0 mm, 45° abgewinkelt
 Ball electrode, ø 3.0 mm, 45° angled

Bestell Nr.: 37-2418
 Order No.: 37-2418



Kugelelektrode, ø 3.0 mm, gerade
 Ball electrode, ø 3.0 mm, straight

Bestell Nr.: 37-2418-1
 Order No.: 37-2418-1

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical subjects to be alteration

Aktive monopolare Mikro Elektroden mit isoliertem Schaft
Active monopolare micro electrodes with insulated shaft

Autoklavierbar

gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

134°C

autoclavable



Koagulations- und Fulgurationselektrode, gerade
electrode, coagulating and fulguration, straight

Bestell Nr.: 37-2419
Order No.: 37-2419



Koagulations- und Fulgurationselektrode, 90° abgewinkelt
electrode, coagulating and fulguration, 90° angled

Bestell Nr.: 37-2420
Order No.: 37-2420



Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 5 mm
Wire loop electrode, triangular shape, 5 mm

Bestell Nr.: 37-2421-1
Order No.: 37-2421-1



Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm
Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm

Bestell Nr.: 37-2421-2
Order No.: 37-2421-2



Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm
Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm


Bestell Nr.: 37-2421-3
Order No.: 37-2421-3



Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 12 mm
Wire loop electrode, triangular shape, 12 mm

Bestell Nr.: 37-2421-4
Order No.: 37-2421-4

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert
 Various Electrodes (unipolar), fully insulated



Elektroden mit Absaugung und Trompetenventil, vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601.;

Autoklavierbar

Schaftlänge: 330 mm,
 Durchmesser: 5 mm
 Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich) - Ausführung A (Bitte bei Bestellung angeben)
 4 mm Buchse (weiblich) - Ausführung B (Bitte bei Bestellung angeben)



Electrodes with suction and trumpet valve, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

Shaft length: 330 mm,
 Diameter: 5 mm
 Elect. Conector: 4 mm plug (male) - Type A (please add this to the order no.)
 4 mm socket (female) - Type B (please add this to the order no.)




Dissektionshaken - Elektrode (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (small Type)

Bestell Nr.: 37-2701/1
 Order No.: 37-2701-1



Dissektionshaken - Elektrode, rechtwinklig, (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (small Type)

Bestell Nr.: 37-2701/2
 Order No.: 37-2701/2



Dissektionspatel - Elektrode (Standard)
 Dissecting spatula elektrode (Standart)



Bestell Nr.: 37-2701/3
 Order No.: 37-2701/3



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2701/4
 Order No.: 37-2701/4



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2701/5
 Order No.: 37-2701/5



Dissektionsspatel - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting spatula elektrode (strong Type)



Bestell Nr.: 37-2701/6
 Order No.: 37-2701/6



Knopf - Elektrode mit 2 Absaugbohrungen
 Button elektrode with 2 suction holes

Bestell Nr.: 37-2701/7
 Order No.: 37-2701/7

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert
 Various Electrodes (unipolar), fully insulated



Elektroden mit Absaugung und Trompetenventil, vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil. 2; IEC 601;.

Autoklavierbar

Schaftlänge: 330 mm,
 Durchmesser: 5 mm
 Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich) - Ausführung A (Bitte bei Bestellung angeben)
 4 mm Buchse (weiblich) - Ausführung B (Bitte bei Bestellung angeben)



autoclavable

Electrodes with suction and trumpet valve, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

Shaft length: 330 mm,
 Diameter: 5 mm
 Elect. Conector: 4 mm plug (male) - Type A (please add this to the order no.)
 4 mm socket (female) - Type B (please add this to the order no.)



Dissektionshaken - Elektrode (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (small Type)

Bestell Nr.: 37-2702/1
 Order No.: 37-2702/1



Dissektionshaken - Elektrode, rechtwinklig, (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (small Type)

Bestell Nr.: 37-2702/2
 Order No.: 37-2702/2



Dissektionspatel - Elektrode (Standard)
 Dissecting spatula elektrode (Standart)



Bestell Nr.: 37-2702/3
 Order No.: 37-2702/3



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2702/4
 Order No.: 37-2702/4



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2702/5
 Order No.: 37-2702/5



Dissektionsspatel - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting spatula elektrode (strong Type)



Bestell Nr.: 37-2702/6
 Order No.: 37-2702/6



Knopf - Elektrode mit 2 Absaugbohrungen
 Button elektrode with 2 suction holes

Bestell Nr.: 37-2702/7
 Order No.: 37-2702/7

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert
 Various Electrodes (unipolar), fully insulated



Elektroden mit Absaugung und Lueranschluß, vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601;

Autoklavierbar

Schaftlänge: 330 mm,
 Durchmesser: 5 mm
 Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich) - Ausführung A (Bitte bei Bestellung angeben)
 4 mm Buchse (weiblich) - Ausführung B (Bitte bei Bestellung angeben)



autoclavable

Electrodes with suction and luer connection, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

Shaft length: 330 mm,
 Diameter: 5 mm
 Elect. Conector: 4 mm plug (male) - Type A (please add this to the order no.)
 4 mm socket (female) - Type B (please add this to the order no.)



Dissektionshaken - Elektrode (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (small Type)

Bestell Nr.: 37-2703/1
 Order No.: 37-2703/1



Dissektionshaken - Elektrode, rechtwinklig, (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (small Type)

Bestell Nr.: 37-2703/2
 Order No.: 37-2703/2



Dissektionsspatel - Elektrode (Standard)
 Dissecting spatula elektrode (Standart)



Bestell Nr.: 37-2703/3
 Order No.: 37-2703/3



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2703/4
 Order No.: 37-2703/4



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2703/5
 Order No.: 37-2703/5



Dissektionsspatel - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting spatula elektrode (strong Type)




Bestell Nr.: 37-2703/6
 Order No.: 37-2703/6



Knopf - Elektrode
 Button elektrode

Bestell Nr.: 37-2703/7
 Order No.: 37-2703/7

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert
 Various Electrodes (unipolar), fully insulated



Elektroden ohne Absaugung, vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601;

Autoklavierbar


Schaftlänge: 330 mm,
 Durchmesser: 5 mm
 Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich) - Ausführung A (Bitte bei Bestellung angeben)
 4 mm Buchse (weiblich) - Ausführung B (Bitte bei Bestellung angeben)




autoclavable

Electrodes without suction, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601



Shaft length: 330 mm,
 Diameter: 5 mm
 Elect. Conector: 4 mm plug (male) - Type A (please add this to the order no.)
 4 mm socket (female) - Type B (please add this to the order no.)




Dissektionshaken - Elektrode (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (small Type)
 Bestell Nr.: 37-2704/1
 Order No.: 37-2704/1




Dissektionshaken - Elektrode, rechtwinklig, (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled,(small Type)
 Bestell Nr.: 37-2704/2
 Order No.: 37-2704/2



Dissektionsspatel - Elektrode (Standard)
 Dissecting spatula elektrode (Standart)
 Bestell Nr.: 37-2704/3
 Order No.: 37-2704/3



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (strong Type)
 Bestell Nr.: 37-2704/4
 Order No.: 37-2704/4



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (strong Type)
 Bestell Nr.: 37-2704/5
 Order No.: 37-2704/5





Dissektionsspatel - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting spatula elektrode (strong Type)
 Bestell Nr.: 37-2704/6
 Order No.: 37-2704/6



Knopf - Elektrode
 Button elektrode
 Bestell Nr.: 37-2704/7
 Order No.: 37-2704/7

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert
 Various Electrodes (unipolar), fully insulated



Elektroden ohne Absaugung, vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601;


Autoklavierbar

Schaftlänge: 330 mm,
 Durchmesser: 5 mm
 Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich) - Ausführung A (Bitte bei Bestellung angeben)
 4 mm Buchse (weiblich) - Ausführung B (Bitte bei Bestellung angeben)




Electrodes without suction, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

Shaft length: 330 mm,
 Diameter: 5 mm
 Elect. Conector: 4 mm plug (male) - Type A (please add this to the order no.)
 4 mm socket (female) - Type B (please add this to the order no.)




Dissektionshaken - Elektrode (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (small Type)

Bestell Nr.: 37-2705/1
 Order No.: 37-2705/1




Dissektionshaken - Elektrode, rechtwinklig, (dünne Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (small Type)

Bestell Nr.: 37-2705/2
 Order No.: 37-2705/2




Dissektionsspatel - Elektrode (Standard)
 Dissecting spatula elektrode (Standart)

Bestell Nr.: 37-2705/3
 Order No.: 37-2705/3




Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2705/4
 Order No.: 37-2705/4



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook elektrode, right-angled, (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2705/5
 Order No.: 37-2705/5



Dissektionsspatel - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting spatula elektrode (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2705/6
 Order No.: 37-2705/6



Knopf - Elektrode
 Button elektrode

Bestell Nr.: 37-2705/7
 Order No.: 37-2705/7

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert
 Various Electrodes (unipolar), fully insulated



Elektroden mit Absaugung und Trompetenventil, vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601.;

Autoklavierbar

Schaftlänge: 330 mm,
 Durchmesser: 5 mm
 Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich) - Ausführung A (Bitte bei Bestellung angeben)
 4 mm Buchse (weiblich) - Ausführung B (Bitte bei Bestellung angeben)



Electrodes with suction and trumpet valve, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

Shaft length: 330 mm,
 Diameter: 5 mm
 Elect. Conector: 4 mm plug (male) - Type A (please add this to the order no.)
 4 mm socket (female) - Type B (please add this to the order no.)



Dissektionshaken - Elektrode (dünne Ausführung)
 Dissecting hook electrode (small Type)

Bestell Nr.: 37-2706/1
 Order No.: 37-2706/1



Dissektionshaken - Elektrode, rechtwinklig, (dünne Ausführung)
 Dissecting hook electrode, right-angled, (small Type)

Bestell Nr.: 37-2706/2
 Order No.: 37-2706/2



Dissektionspatel - Elektrode (Standard)
 Dissecting spatula electrode (Standart)



Bestell Nr.: 37-2706/3
 Order No.: 37-2706/3



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook electrode (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2706/4
 Order No.: 37-2706/4



Dissektionshaken - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting hook electrode, right-angled, (strong Type)

Bestell Nr.: 37-2706/5
 Order No.: 37-2706/5



Dissektionspatel - Elektrode (stabile Ausführung)
 Dissecting spatula electrode (strong Type)



Bestell Nr.: 37-2706/6
 Order No.: 37-2706/6



Knopf - Elektrode mit 2 Absaugbohrungen
 Button electrode with 2 suction holes

Bestell Nr.: 37-2706/7
 Order No.: 37-2706/7

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert
 Various Electrodes (unipolar), fully insulated

Autoklavierbar



autoclavable




Schneideelektroden für arthroskopische Meniskus-Resektion vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601;
 Schaftlänge: 11,5 / 17 cm
 Schaftdurchmesser: ca. 3 mm
 Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich)

Cutting electrodes for arthroscopic Meniscus ectomie, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601
 Shaft length: 11,5 / 17 cm
 Shaft Diameter: 3 mm
 Elect. Conector: 4 mm plug (male)



Nadel - Elektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm x ø 0.6 mm
 Needle - Elektrode, 90° angled, 1,5 mm x ø 0.6 mm

Bestell Nr.: 37-2800-1 für 11,5 cm /37-2801-1 für 17 cm
 Order No.: 37-2800-1 for 11,5 cm /37-2801-1 for 17 cm



Nadel - Elektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm x ø 0.6 mm
 Needle - Elektrode, 90° angled, 4 mm x ø 0.6 mm

Bestell Nr.: 37-2800-2 für 11,5 cm /37-2801-2 für 17 cm
 Order No.: 37-2800-2 for 11,5 cm /37-2801-2 for 17 cm



Nadel - Elektrode, 45° abgewinkelt, 2 mm x ø 0.6 mm
 Needle - Elektrode, 45° angled, 2 mm x ø 0.6 mm

Bestell Nr.: 37-2800-3 für 11,5 cm /37-2801-3 für 17 cm
 Order No.: 37-2800-3 for 11,5 cm /37-2801-3 for 17 cm



Messer - Elektrode, 45° abgewinkelt, 3 mm x 0.4 mm
 Knife - Elektrode, 45° angled, 3 mm x 0.4 mm

Bestell Nr.: 37-2800-4 für 11,5 cm /37-2801-4 für 17 cm
 Order No.: 37-2800-4 for 11,5 cm /37-2801-4 for 17 cm



Tast - Elektrode, 90° abgewinkelt, 3 mm x ø 1.5 mm
 Button - Elektrode, 90° angled, 3 mm x ø 1.5 mm

Bestell Nr.: 37-2800-5 für 11,5 cm /37-2801-5 für 17 cm
 Order No.: 37-2800-5 for 11,5 cm /37-2801-5 for 17 cm

Verschiedene Elektroden (unipolar), vollisoliert

Various Electrodes (unipolar), fully insulated

Autoklavierbar

134°C

autoclavable



Schneideelektroden für arthroskopische Meniskus-Resektion vollisoliert, gefertigt nach DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601;

Schaftlänge: 11,5 / 17 cm

Schaftdurchmesser: ca. 3 mm

Elekt. Anschluß: 4 mm Stecker (männlich)

Cutting electrodes for arthroscopic Menisc ectomie, fully insulated, manufactured according to DIN EN 60 601 Teil 2; IEC 601

Shaft length: 11,5 / 17 cm

Shaft Diameter: 3 mm

Elect. Conector: 4 mm plug (male)



Nadel - Elektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm x ø 0.6 mm

Needle - Elektrode, 90° angled, 1.5 mm x ø 0.6 mm

Bestell Nr.: 37-2802-1 für 11,5 cm / 37-2803-1 für 17 cm

Order No.: 37-2802-1 for 11,5 cm / 37-2803-1 for 17 cm



Nadel - Elektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm x ø 0.6 mm

Needle - Elektrode, 90° angled, 4 mm x ø 0.6 mm

Bestell Nr.: 37-2802-2 für 11,5 cm / 37-2803-2 für 17 cm

Order No.: 37-2802-2 for 11,5 cm / 37-2803-2 for 17 cm



Nadel - Elektrode, 45° abgewinkelt, 2 mm x ø 0.6 mm

Needle - Elektrode, 45° angled, 2 mm x ø 0.6 mm

Bestell Nr.: 37-2802-3 für 11,5 cm / 37-2803-3 für 17 cm

Order No.: 37-2802-3 for 11,5 cm / 37-2803-3 for 17 cm



Messer - Elektrode, 45° abgewinkelt, 3 mm x 0.4 mm

Knife - Elektrode, 45° angled, 3 mm x 0.4 mm

Bestell Nr.: 37-2802-4 für 11,5 cm / 37-2803-4 für 17 cm

Order No.: 37-2802-4 for 11,5 cm / 37-2803-4 for 17 cm



Tast - Elektrode, 90° abgewinkelt, 3 mm x ø 1.5 mm

Button - Elektrode, 90° angled, 3 mm x ø 1.5 mm

Bestell Nr.: 37-2802-5 für 11,5 cm / 37-2803-5 für 17 cm

Order No.: 37-2802-5 for 11,5 cm / 37-2803-5 for 17 cm